




Instrucciones para instalar MedFile Portable (portátil) en un dispositivo USB (Windows Vista)

Resumen: Descargue el paquete instalador de **MedFile Portable**, cópielo a la carpeta raíz de su dispositivo extraíble y ejecútelo desde allí.


1. Inserte su dispositivo USB (u otro) en el equipo.





Se abrirá la carpeta correspondiente a la unidad extraíble:




2. Descargue la versión de evaluación de MedFile Portable y guárdela en el Escritorio:







3. Vaya a la carpeta "Disco Extraíble", que se abrió al insertar el dispositivo en el equipo:




4. Copie el paquete instalador MF500P.exe desde el Escritorio al directorio raíz de su dispositivo extraíble, arrastrándolo, o con un clic derecho:







5. Una vez copiado al directorio raíz de su dispositivo extraíble, ejecute (doble clic) el paquete instalador MF500P.



La próxima vez que inserte su dispositivo USB en el equipo, Ud. podrá ejecutar **MedFile Portable** automáticamente:



Si el inicio no es automático, o desea reiniciar **MedFile Portable**, abra la carpeta de su dispositivo USB y ejecute el programa MedFilePortable, presente en la carpeta raíz:



Importante

Siempre retire su dispositivo USB de forma segura; de otro modo podría perderse información contenida en **MedFile Portable**.

